

Centrífuga Refrigerada de sobremesa Gyrozen 1580R, 3 Litros



Centrífuga Refrigerada Gyrozen con **capacidad de 3L** diseñada para gran volumen de muestras y series continuadas, sin riesgo de calentamiento de tubos y rotor, además de para trabajar cerca o por debajo de temperaturas de ambiente.

Centrífuga Refrigerada Gyrozen con **capacidad de 3 L** diseñada para laboratorios que requieren centrifugar gran volumen de muestras y en varias series seguidas de muestras sin riesgo de calentamiento de tubos y de rotor, así como para protocolos que indican específicamente trabajar en temperaturas cercanas a ambiente o por debajo de ambiente.

Gyrozen 1580R alcanza hasta 15.000 rpm con alta capacidad de rendimiento y ofrece una gran variedad de rotores para diversas aplicaciones. El modelo 1580R está equipado con un **sistema de refrigeración** de gran potencia que permite enfriar a 4 °C desde temperatura ambiente en tan sólo 5 minutos.

Estos equipos son ideales para biología celular y biología molecular, preparaciones clínicas, separaciones de nano-partículas, aplicaciones industriales, etc... Además podrá disfrutar de una gran variedad de rotores con un solo instrumento.

Características principales

- Capacidad de 3 Litros, para laboratorios que trabajan con altos volúmenes o con un alto número de muestras.
- Puerta motorizada para apertura y cierre de forma completamente suave y sin esfuerzo.
- Detección automática del rotor, que protege el equipo contra un uso inapropiado.
- Función FAST COOL, que hace posible alcanzar 4°C en tan sólo 5 minutos.
- Función “Compressor-OFF”: que minimiza el enfriamiento durante la apertura de la tapa para evitar escarcha y óxidos.
- Ideal para biología celular y molecular, preparaciones clínicas, separación de nano-partículas, aplicaciones industriales, etc...

- Gran versatilidad: con una sola centrífuga puede realizar distintos tipos de centrifugados gracias a su alta gama de rotores.
- Nuevo panel de control, muy intuitivo y resistente gracias a su alta sensibilidad, que hace que podamos pulsar sus botones con sólo un roce, sin tener que presionar, evitando así el desgaste del mismo.
- Ajuste muy rápido de los valores deseados.
- Extensión de las funciones: ahora podrá regular el volumen de la alarma, bloquear el panel para evitar cambiar los ajustes por error, controlar el temporizador en horas: minutos o en minutos: segundos.

SKU: GZ-1580R

Categories: Centrífugas, Instrumentación General