

Centrífuga ventilada de sobremesa, Gyrozen 1248



Centrífuga ventilada de sobremesa compacta y con capacidad de hasta 1 L. Alcanza velocidades de hasta 12.000 r.p.m. en un rango de temperaturas hasta +40°C.

Centrífuga ventilada de sobremesa compacta y con capacidad de hasta 1L (4 x 250ml). Alcanza velocidades de hasta 12.000 r.p.m. en un rango de temperaturas,

desde temperatura ambiente hasta +40º C.

Guarda hasta 100 protocolos distintos de centrifugación, fácilmente seleccionables gracias a su panel con pantalla digital y teclas de membrana.

Incorpora control por microprocesador y sistemas avanzados de seguridad y autodiagnóstico con programación de las rampas de aceleración (9 niveles) y frenado (10 niveles).

Reconocimiento automático del rotor colocado que establece la velocidad máxima alcanzable por el mismo y temporizador hasta 99 minutos y 59 segundos o selección de centrifugación continua (HOLD).

Equipada con motor de inducción: sin escobillas y sin necesidad de mantenimiento.

Innovaciones

- Puerta motorizada para apertura y cierre de forma completamente suave y sin esfuerzo.
- Detección automática del rotor, que protege el equipo contra un uso inapropiado.

SKU: GZ-1248

Categories: Centrífugas, Instrumentación General