

Citocentrífuga compacta Pro-Cyt LED para 4, 8 o 12 citocontenedores



Centrífugas para separación de citología e histología compacta y económica. Ideal para la realización de capas celulares finas. Para todo tipo de volúmenes de muestras, puede centrifugar 4, 8 o 12 muestras según el modelo. Los resultados

son excelentes gracias a los detalles morfológicos específicos.

Centrífugas para separación de citología e histología compacta y económica. Ideal para la realización de capas celulares finas. Puede centrifugar 4, 8 o 12 muestras según el modelo. Los resultados son excelentes gracias a los detalles morfológicos específicos. Para todo tipo de volúmenes de muestras (pequeños, medianos y grandes).

PRO-CYT es una línea idónea para muestras citológicas: líquidos pleurales, lavados bronquiales, agujas aspiradas, líquidos sinoviales, salivas, líquidos peritoneales, médula ósea, líquidos pericárdicos, orinas y líquidos cerebrospinales.

Características

- Rotores intercambiables, extraíbles y autoclavables a 121°C.
- Utiliza citocontenedores con filtro desechable estándar, dobles y megas.
- Pantalla digital.
- 10 niveles de aceleración y frenado seleccionables.
- Memoria para 10 programas.
- Nivel ruido ≤ 55 dB.
- Detector de desequilibrio.
- Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura hasta que el rotor está completamente parado.
- Velocidad regulable: 200-2.000rpm (rcf 550xg).
- Temporizador: 0-99 minutos y posición en continuo.
- Potencia: 125W.
- Dimensiones: 325x470x275mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 21,8Kg.
- Rotor incluido según configuración a elegir

SKU: 65810 CENTURION

Categories: Centrífugas, Instrumentación General

Tags: citocentrífuga compacta, citocentrífuga Pro-Cyt