

Coagulómetro CoaguCheck Pro II



Analizador hematológico portátil para medición del valor del INR en sangre capilar, venosa o arterial.

El Coagulómetro portátil CoaguCheck Pro II permite realizar mediciones del valor del INR de forma fácil y rápida en sangre capilar, venosa o arterial.

Determina el tiempo de protrombina (PT) (con reclamos ampliados), así como tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT).

Las pruebas de los valores INR se llevan a cabo con tiras reactivas insensibles a la heparina y los resultados obtenidos de las muestras no se dejan influir por una concentración de fibrinógeno elevada ni valores de hematocrito bajos.

Características:

- Pantalla táctil a color
- Gran capacidad de memoria interna
- Batería incorporada, que permite un uso móvil del dispositivo.
- Transmisión de datos de varias maneras, p. ej. Ethernet, Wifi o código QR.
- Resultados disponible en 1 minuto

SKU: 5d07dc2d4f04

Categories: Coagulómetros, POCT