

Congelador -20°C para serotecas, 400L, LTF40SD



Armario de congelación de laboratorio con control digital táctil, y alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda,

batería descargada y puerta abierta

Armario de congelación de laboratorio con control digital táctil, y alarmas visuales y sonoras por fallo de alimentación, bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda, batería descargada y puerta abierta

Características

Exterior

- Cuerpo exterior en acero galvanizado plastificado en color blanco
- Reguladores de altura hasta 20 mm
- Rejilla trasera de seguridad

Interior

- Cuerpo interior en acero galvanizado plastificado en color blanco
- Iluminación LED interior en los laterales de la puerta
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza

Estantes

- 4 cajones (modelo PTR25G), 3 estantes (modelo PTR25GD) extraíbles de acero galvanizado pintado de epoxi en color blanco 500x445 mm

Puerta

- Puerta de cristal con cerradura
- Burlete triple cámara fácilmente sustituible
- Sensor de puerta
- Abatible, reversible (posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas)
- Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera

los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

Aislamiento

- Aislamiento de 50 mm poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³
- Sin ODP y bajo GWP.

Refrigeración

- Desescarche automático
- Sistema de Condensación Ventilada
- Sistema de Evaporación Forzado
- Clase climática 4 (30°C, 55HR)
- Gas refrigerante R134a
- Sonda de simulación de producto
- Sonda de temperatura ambiente
- Termostato anticongelación

Controlador Digital Basic:



SKU: LTF40SD

Categories: Congeladores, Instrumentación General