

Conjunto recogida orina con 2 Tubos 16×100 redondos y tapones Blancos

79,40€ I.V.A. no incluido



Sistema de Recogida de Orina (SRO) de un sólo uso, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., dos Tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo redondo, con dos Tapones a presión de polietileno color blanco. Bolsa unitaria.

Producido en sala blanca ISO 7

Presentación: Caja de 200 ud.

Sistema de recogida de orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo redondo, con dos tapones a presión de polietileno color

blanco traslúcido sin ensamblar. Bolsa unitaria

- Para un solo uso.

Producido en sala blanca ISO 7

Características

- Material:
 - Vaso: Polipropileno
 - Tubos: Poliestireno cristalino transparente
 - Tapones: Polietileno de baja densidad
- Dimensiones:
 - Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
 - Tubo: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
 - Diámetro del Tapón: 16 mm.
- Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubos + tapones, en bolsa individual con instrucciones de uso impresas).

SKU: SRO-1-3 (4532250SRO13)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica