

Conjunto recogida orina con Tubo 16×100 redondo y tapón Blanco.

59,98€ I.V.A. no incluido



Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, de pared gruesa y fondo redondo, con un tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensamblar. Bolsa unitaria.

Fabricado en sala blanca ISO7.

Presentación: Caja de 200 ud.

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de

capacidad nominal, de pared gruesa y fondo redondo, con un tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensamblar. Bolsa unitaria.

- Para un solo uso.

Fabricado en sala blanca ISO7.

Características

- Material:
 - Vaso: Polipropileno
 - Tubo: Poliestireno cristalino transparente
 - Tapón: Polietileno de baja densidad
- Dimensiones:
 - Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
 - Tubo: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
 - Diámetro del Tapón: 16 mm.
- Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón, en bolsa con instrucciones de uso impresas).

SKU: SRO-1-10 (453225SRO110)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica