

CONJUNTO RECOGIDA ORINA CON TUBO 17X105 REDONDO, TAPÓN BLANCO.

37,10€ I.V.A. no incluido



Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino transparente de 17 mm. de diámetro, 105 mm. de longitud y 12 ml. de capacidad nominal enrasado y con fondo cónico, un tapón a presión de polietileno de color blanco traslúcido sin ensamblar. Bolsa unitaria.

Producido en sala blanca ISO 7

Presentación: Caja de 200 ud.

SKU: SRO-1-9 (4532250SRO19)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino transparente de 17 mm. de diámetro, 105 mm. de longitud y 12 ml. de capacidad nominal enrasado y con fondo cónico, un tapón a presión de polietileno de color blanco traslúcido sin ensamblar. Bolsa unitaria.

- Para un solo uso.

Producido en sala blanca ISO 7

Características

- Material:
 - Vaso: Polipropileno
 - Tubos: Poliestireno cristalino transparente
 - Tapones: Polietileno de baja densidad.
- Dimensiones:
 - Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
 - Tubo: 10 ml. (Diámetro: 17 mm. / Longitud: 105 mm.)
 - Diámetro del Tapón: 17 mm.
- Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón, en bolsa con instrucciones de uso impresas).