


Contador Sysmex XP300



Sistema hematológico automatizado que proporciona un diferencial leucocitario de 3 poblaciones.

El contador Sysmex XP300 es un sistema hematológico automatizado que proporciona un diferencial leucocitario de 3 poblaciones.

Capacidad de análisis para los siguientes parámetros, en sangre total y modo pre diluido: WBC, RBC, PLT.

RBC, PLT Método de detección por corriente directa

WBC Método de detección por corriente directa

HGB Fotometría - método libre de cianuro

Este equipo combina las características más importantes de sus predecesores con una serie de nuevas características:

- Diseño moderno y una tecnología confiable
- Pantalla táctil y software en español con un manejo intuitivo.
- Reporta 20 parámetros incluyendo el diferencial leucocitario que identifica tres

grupos celulares en función de su tamaño: células pequeñas (linfocitos), células medianas (monocitos) y células grandes (granulocitos).

- Identifica las poblaciones de neutrófilos, linfocitos y células mixtas; estas últimas representan la suma de las poblaciones de monocitos, eosinófilos y basófilos.
- La cuantificación de los neutrófilos ayuda en la evaluación de la fase aguda de los procesos inflamatorios o infecciosos ya que la neutrofilia es un marcador precoz de enfermedades hematológicas y es más eficaz que el conteo de monocitos.

SKU: 6885926001

Categories: Instrumentación General, Otra Instrumentación