

Contador Sysmex XT4000i



Sistema hematológico automatizado que proporciona un diferencial leucocitario de 6 poblaciones, para medir y diferenciar tipos celulares en muestras de sangre total y fluidos corporales

El contador Sysmex XT4000i es un sistema hematológico automatizado que

proporciona un diferencial leucocitario de 6 poblaciones, incluyendo granulocitos inmaduros (IG# y %)

Prescrito para uso profesional para hematología en la detección precoz de enfermedades, el diagnóstico de enfermedades y la elección de tratamiento más adecuada para cada paciente y para la monitorización de pacientes en terapia

SKU: b0567b4335a2

Categories: Instrumentación General, Otra Instrumentación