

## CONTADOR SYSMEX XT4000I



Sistema hematológico automatizado que proporciona un diferencial leucocitario de 6 poblaciones, para medir y diferenciar tipos celulares en muestras de sangre total y fluidos corporales

---

**SKU:** b0567b4335a2

**Categorías:** [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El contador Sysmex XT4000i es un sistema hematológico automatizado que proporciona un diferencial leucocitario de 6 poblaciones, incluyendo granulocitos inmaduros (IG# y %)

Prescrito para uso profesional para hematología en la detección precoz de enfermedades, el diagnóstico de enfermedades y la elección de tratamiento más adecuada para cada paciente y para la monitorización de pacientes en terapia

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Admite:

Abreviación Función

Cellpack EPK Diluyente, solución de enfoque para el citómetro de flujo y el recuento de RBC y PLT

Stromatolyser FB FBA Lisis Canal WBC/BASO

Stromatolyser 4DL FFD Diluyente Canal ZIFF y lisis de RBC

Stromatolyser 4DS FFS Tinción canal ZIFF

Sulfolyser SLS Reactivo para Hemoglobina

Ret Search (II) Diluyente RED Reactivo para RET y PLT-O

Ret Search (II) Stain RED Reactivo para RET y PLT-O

Cellclean Solución Limpiadora

## **PRESENTACIÓN**

Presentación:

Unidades: Unidad

Volumen:



**akralab**  
one point, all solutions.