

CONTENEDOR TOMA MUESTRAS DE ORINA PARA TUBOS DE VACÍO, 60 ML, ESTÉRIL "R"

156,80€ - 158,40€Rango de precios: desde 156,80€ hasta 158,40€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 500 ud a granel, 500 ud bolsa individual


Recipiente estéril de polipropileno para toma de muestras para transferencia mediante tubos de vacío, volumen 60 ml. Estéril "R"

SKU: 21883

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	420423021890	158,40€ I.V.A. no incluido			sin bolsa unitaria	500 ud a granel

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	420423021883	156,80€ I.V.A. no incluido	Sin existencias	en bolsa unitaria		500 ud bolsa individual

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor estéril de polipropileno para toma de muestras de orina. Dispone de tapón a rosca con dispositivo de extracción de la muestra mediante tubo de vacío predeterminado. Estéril "R"
Volumen máximo 60 ml.

Ventajas:

- Máxima higiene para el manipulado de muestras.
- Etiqueta blanca auto-adhesiva, identificativa y de proteccion.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

500 ud a granel, 500 ud bolsa individual