

## CONTENEDOR TOMA MUESTRAS DE ORINA PARA TUBOS DE VACÍO, 60 ML, ESTÉRIL "R"

**153,00€ I.V.A. no incluido**



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 500 ud a granel, 500 ud bolsa individual

Recipiente estéril de polipropileno para toma de muestras para transferencia mediante tubos de vacío, volumen 60 ml. Estéril "R"

**SKU:** 21883

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	420423021890	153,00€ I.V.A. no incluido			sin bolsa unitaria	500 ud a granel

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	420423021883	153,00€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		en bolsa unitaria	500 ud bolsa individual

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor estéril de polipropileno para toma de muestras de orina. Dispone de tapón a rosca con dispositivo de extracción de la muestra mediante tubo de vacío predeterminado. Estéril "R"  
Volumen máximo 60 ml.

Ventajas:

- Máxima higiene para el manipulado de muestras.
- Etiqueta blanca auto-adhesiva, identificativa y de proteccion.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 500 ud a granel, 500 ud bolsa individual