

Contenedor de muestras 120 ml con tapa a rosca, envase individual

45,45€ - 56,15€ Rango de precios: desde 45,45€ hasta 56,15€ I.V.A. no incluido



Contenedor para recogida de muestras 120 ml con tapa a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Disponibilidad diferentes colores de tapa: roja, blanca o verde. **Fabricado en sala blanca ISO 8**

Presentación: Caja de 350 ud. envasadas individualmente con instrucciones de uso en la bolsa.

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 56 mm. de diámetro, 71,8 mm. de longitud y 120 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color a elegir rojo, blanco o verde, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ml. y servido roscado en envase individual.

Fabricado en sala blanca ISO 8

Características

- **Material / Composición:**

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo.

- **Dimensiones:**

- Diámetro del contenedor: 56 mm. (superior), 47,9 mm. (inferior)
- Longitud del contenedor: 71,5 mm. (sin tapa), 71,8 mm. (con tapa)
- Capacidad del contenedor: 120 ml.
- Diámetro de la tapa: 55 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.

- **Presentación:** Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica

Tags: contenedor de muestras 100ml, contenedor de muestras 120ml, contenedor muestras 120ml