

CONTENEDOR DE MUESTRAS 120 ML CON TAPA A ROSCA, ENVASE INDIVIDUAL

45,45€ - 56,15€ Rango de precios: desde 45,45€ hasta 56,15€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Color

Tapa Blanca, Tapa Roja,
Tapa verde

Contenedor para recogida de muestras 120 ml con tapa a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Disponibilidad diferentes colores de tapa: roja, blanca o verde. **Fabricado en sala blanca ISO 8**

Presentación: Caja de 350 ud. envasadas individualmente con instrucciones de uso en la bolsa.

SKU: N / A

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

Etiquetas: [contenedor de muestras 100ml](#), [contenedor de muestras 120ml](#), [contenedor muestras 120ml](#)

VARIACIONES




Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	FRM100EURJ (457325025032)	56,15€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM100EURJ-457325025032-Contenedor120ml-TapaRoja-individual.pdf" type="small" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml Tapa roja[/button]	Tapa Roja
	FRM100EU (453225503201)	45,45€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM100EU-453225503201-Contenedor120ml-TapaBlanca-individual.pdf" type="small" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml Tapa blanca[/button]	Tapa Blanca

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	FRM100EUVD (453225503205)	45,45€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM100EUVD-453225503205-Contenedor120ml-TapaVerde-individual.pdf" type="small" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml Tapa verde[/button]	Tapa verde

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 56 mm. de diámetro, 71,8 mm. de longitud y 120 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color a elegir rojo, blanco o verde, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ml. y servido roscado en envase individual.

Fabricado en sala blanca ISO 8

Características

- **Material / Composición:**
 - Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
 - Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo.
- **Dimensiones:**
 - Diámetro del contenedor: 56 mm. (superior), 47,9 mm. (inferior)
 - Longitud del contenedor: 71,5 mm. (sin tapa), 71,8 mm. (con tapa)
 - Capacidad del contenedor: 120 ml.
 - Diámetro de la tapa: 55 mm.
- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.
- **Presentación:** Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Tapa Blanca, Tapa Roja, Tapa verde