

## Contenedor de muestras 120 ml con tapa a rosca, Estéril R

**73,30€ I.V.A. no incluido**



Contenedor de orina 120 ml con tapa roja a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Envase unitario. Estéril Radiación Beta.

Presentación: Bolsa de 400 ud. envasados individualmente.

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 56 mm. de diámetro, 71,8 mm. de longitud y 120 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color rojo, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ml. y servido roscado en envase individual.

**Estéril por Radiación Beta.**

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2026/07/FRM100EUBEK-453225125035-Contenedor120ml-Tapa-Roja-esteril.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml estéril R[/button]

## Características

- **Material / Composición:**

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo.

- **Dimensiones:**

- Diámetro del contenedor: 56 mm. (superior), 47,9 mm. (inferior)
- Longitud del contenedor: 71,5 mm. (sin tapa), 71,8 mm. (con tapa)
- Capacidad del contenedor: 120 ml.
- Diámetro de la tapa: 55 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.

- **Presentación:** Caja de 350 unidades a granel.

**SKU:** FRM100EUBEK (453225125035)

**Categories:** Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica

**Tags:** contenedor 120ml estéril, contenedor de muestras 120ml estéril, contenedor de orina 120ml estéril