

Contenedor de muestras 60 ml con tapa a rosca blanca, a granel

98,88€ I.V.A. no incluido



Contenedor de orina 60 ml con tapa blanca a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Fabricado en sala blanca ISO 8.

Fabricado en sala blanca ISO 8

Presentación: Caja 1.000 ud a granel.

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 38,8 mm. de diámetro, 63,3 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color blanco, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 ml y servido roscado.

Fabricado en sala blanca ISO 8

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM60-453225025183-Contenedor60ml-TapaBlanca-granel.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 60 ml a granel[/button]

Características

- **Material / Composición:**

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

- **Dimensiones:**

- Diámetro exterior: 38,2 mm. (superior), 37,3 mm. (inferior).
- Longitud del contenedor: 63,3 mm. (sin tapa), 64,3 mm. (con tapa).
- Capacidad del contenedor: 60 ml.

- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.

- **Presentación:** Bolsa 1000 unidades a granel.

SKU: FRM60 (457325025183)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica

Tags: contenedor de muestras 60ml, contenedor de orina 60 ml, contenedor muestras 60ml, contenedor orina 60ml