

Contenedor secundario para transporte muestras en nevera ADR, con gradilla



Contenedor secundario azul con 2 perfiles y gradilla para transporte de muestras en nevera ADR Bioclinic II

Contenedor secundario azul con 2 perfiles y gradilla para transporte de tubos / muestras en [nevera ADR Bioclinic II](#), de forma completamente segura.

Perfecta para colocar directamente los tubos en el contenedor.

Recomendados 6 contenedores para completar la máxima capacidad (300 tubos) de la nevera ADR Bioclinic II.

Características

- Color contenedor: Azul
- Interior con 2 perfiles, 1 gradilla y cierre de click, para colocación y transporte de muestras de forma segura
- Dimensiones: 25 x 14 x 10 cm.
- Peso ud.: 402 gr.
- Capacidad 50 tubos ensayo

SKU: CONTSEC50Z

Categories: Preanalítica, Trazabilidad y Neveras de transporte