rte-muestras-nevera-adr/



CONTENEDOR SECUNDARIO PARA TRANSPORTE MUESTRAS EN NEVERA ADR, CON GRADILLA



Contenedor secundario azul con 2 perfiles y gradilla para transporte de muestras en nevera ADR Bioclinic II

SKU: CONTSEC50Z

Categorías: Preanalítica, Trazabilidad y Neveras de transporte

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor secundario azul con 2 perfiles y gradilla para transporte de tubos / muestras en <u>nevera</u> <u>ADR Bioclinic II</u>, de forma completamente segura.

Perfecta para colocar directamente los tubos en el contenedor.

Recomendados 6 contenedores para completar la máxima capacidad (300 tubos) de la nevera ADR Bioclinic II.



Contenedor secundario para transporte muestras en nevera ADR, con gradilla https://www.akralab.es/producto/contenedor-gradilla-transpo

rte-muestras-nevera-adr/

Características

• Color contenedor: Azul

• Interior con 2 perfiles, 1 gradilla y cierre de click, para colocación y transporte de muestras de forma segura

• Dimensiones: 25 x 14 x 10 cm.

• Peso ud.: 402 gr.

• Capacidad 50 tubos ensayo