

Contenedor de muestras 120 ml con tapa a rosca, a granel

42,00€ I.V.A. no incluido



Contenedor para recogida de muestras 120 ml con tapa a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Disponibilidad en color de tapa blanca o roja. **Fabricado en sala blanca ISO 8**

Presentación: Caja de 350 ud. servidas a granel.

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 56 mm. de diámetro, 71,8 mm. de longitud y 120 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca (servido enroscado) en color a elegir entre blanco o rojo, y etiqueta esmerilada para escritura. Graduación en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ml.

Fabricado en sala blanca ISO 8.

Características

- **Material / Composición:**
 - Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
 - Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo.
- **Dimensiones:**
 - Diámetro del contenedor: 56 mm. (superior), 47,9 mm. (inferior)
 - Longitud del contenedor: 71,5 mm. (sin tapa), 71,8 mm. (con tapa)
 - Capacidad del contenedor: 120 ml.
 - Diámetro de la tapa: 55 mm.
- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.
- **Presentación:** Caja de 350 unidades a granel.

SKU: 453225025034

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica

Tags: contenedor muestras 120ml, contenedor orina 100ml, contenedor orina 150 ml