

## CONTENEDOR DE MUESTRAS 120 ML CON TAPA A ROSCA, A GRANEL

42,00€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Color** Tapa Blanca, Tapa Roja

Contenedor para recogida de muestras 120 ml con tapa a rosca y etiqueta esmerilada para escritura. Disponibilidad en color de tapa blanca o roja. **Fabricado en sala blanca ISO 8**



Presentación: Caja de 350 ud. servidas a granel.

**SKU:** 453225025034

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

**Etiquetas:** [contenedor muestras 120ml](#), [contenedor orina 100ml](#), [contenedor orina 150 ml](#)

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	FRM100 (457325025033)	42,00€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM100-453225025033-Contenedor120ml-TapaBlanca-granel.pdf" type="small" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml Tapa blanca[/button]	Tapa Blanca
	FRM100RJ (457325025034)	42,00€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM100RJ-453225025034-Contenedor120ml-TapaRoja-granel.pdf" type="small" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 120ml Tapa roja[/button]	Tapa Roja

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 56 mm. de diámetro, 71,8 mm. de longitud y 120 ml. de capacidad. Dispone de tapa en polietileno a rosca (servido enroscado) en color a elegir entre blanco o rojo, y etiqueta esmerilada para escritura. Graduación en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ml.

**Fabricado en sala blanca ISO 8.**

## Características

- **Material / Composición:**
  - Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
  - Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo.
- **Dimensiones:**
  - Diámetro del contenedor: 56 mm. (superior), 47,9 mm. (inferior)
  - Longitud del contenedor: 71,5 mm. (sin tapa), 71,8 mm. (con tapa)
  - Capacidad del contenedor: 120 ml.
  - Diámetro de la tapa: 55 mm.
- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.
- **Presentación:** Caja de 350 unidades a granel.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Color</b>	Tapa Blanca, Tapa Roja
--------------	------------------------