

Contenedor de muestras 60 ml con tapa a rosca, envase individual

102,75€ - 119,74€ Rango de precios: desde 102,75€ hasta 119,74€
I.V.A. no incluido



Contenedor de orina 60 ml con tapa blanca a rosca y etiqueta esmerilada para escritura, en envase individual. Opción de elegir color de tapa blanca o tapa roja.

Fabricado en sala blanca ISO 8

Presentación: Caja de 750 ud envasadas individualmente.

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 38,2 mm. de diámetro, 64,3 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad, Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color rojo, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 ml y servido roscado. Envase individual.

Fabricado en sala blanca ISO 8.

Características

- **Material / Composición:**

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo o blanco (según opción)

- **Dimensiones:**

- Diámetro exterior: 38,2 mm. (superior), 37,3 mm. (inferior).
- Longitud del contenedor: 63,3 mm. (sin tapa), 64,3 mm. (con tapa).
- Capacidad del contenedor: 60 ml.

- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.

- **Presentación:** Caja de 750 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.

SKU: FRM60E (457325518201)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica

Tags: contenedor de orina 60ml, contenedor muestras 60ml, contenedores de 60ml envase individual