

CONTENEDOR DE MUESTRAS 60 ML CON TAPA A ROSCA, ENVASE INDIVIDUAL

102,75€ - 119,74€ Rango de precios: desde 102,75€ hasta 119,74€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Tapa Roja, Tapa Blanca

Contenedor de orina 60 ml con tapa blanca a rosca y etiqueta esmerilada para escritura, en envase individual. Opción de elegir color de tapa blanca o tapa roja.

Fabricado en sala blanca ISO 8



Presentación: Caja de 750 ud envasadas individualmente.

SKU: FRM60E (457325518201)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

Etiquetas: [contenedor de orina 60ml](#), [contenedor muestras 60ml](#), [contenedores de 60ml envase individual](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	FRM60ERJ (457325025182)	119,74€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM60ERJ-457325025182-25182-750FSM-Contenedor-60ml-Tapa-Roja-individual.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 60 ml a granel[/button]	Tapa Roja
	FRM60E (457325518201)	102,75€ I.V.A. no incluido			[button link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/03/FRM60E-453225518201-Contenedor60ml-TapaBlanca-individual.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Ficha Técnica Contenedor muestras 60 ml a granel[/button]	Tapa Blanca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor cilíndrico de un solo uso, para recogida y transporte de muestras. Fabricado en polipropileno translúcido, de 38,2 mm. de diámetro, 64,3 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad, Dispone de tapa en polietileno a rosca, en color rojo, etiqueta esmerilada para escritura, graduación en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 ml y servido roscado. Envase individual.

Fabricado en sala blanca ISO 8.

Características

- **Material / Composición:**
 - Contenedor: Polipropileno translúcido (PP), color neutro.
 - Tapa: Polietileno de baja densidad, de color rojo o blanco (según opción)
- **Dimensiones:**
 - Diámetro exterior: 38,2 mm. (superior), 37,3 mm. (inferior).
 - Longitud del contenedor: 63,3 mm. (sin tapa), 64,3 mm. (con tapa).
 - Capacidad del contenedor: 60 ml.
- **Conservación:** Temperatura ambiente. No exponer o dejar cerca de llamas abiertas, ni desechar libremente el producto, ya que no es biodegradable.
- **Presentación:** Caja de 750 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Tapa Roja, Tapa Blanca