

Contenedor tapa rosca 125ml doble embalaje, estéril R



Contenedor "estéril R" para Quirófano. Tarro de PP transparente con doble envoltura y tapón a rosca blanco. Capacidad: 125 ml.

Presentación: Caja de 50 ud.

Contenedor fabricado en Polipropileno Natural con tapón a rosca en LDPE de color blanco. Esterilizado por radiación Gamma (Estéril R) con doble embalaje, esto es que cada frasco se envuelve dos veces para transferencia segura de especímenes en Quirófano.

Características

- **Material: Fabricado en Polipropileno Natural y tapa rosca en LDPE Blanca**
- Volumen nominal: 125 ml.
- Capacidad hasta el borde: 130ml.
- Producto de un único uso
- No es adecuado para congelación

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones, Alt x Diam (mm) : 74x52
- Fabricado en Sala Blanca ISO 7 de acuerdo a BS/EN/ISO 14644-1:2015
- Esterilización por Radiación Gamma en proceso conforme a ISO 11137—1:2015
- Etiquetado conforme a ISO 15223:2012
- Caducidad: 3 años desde fabricación
- Temperatura tolerable: -20º hasta 75ºC

SKU: TPE0035D-K

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica