

Contenedor orina por transferencia de 120 ml, bolsa unitaria

117,26€ I.V.A. no incluido



Contenedor Urintransfer para muestras de orina con sistema de aspiración para tubos de vacío. Dispone de tapón amarillo a rosca con sistema de transferencia para tubos sin contacto con la muestra, y etiqueta de papel para una mejor identificación de las muestras. Servido en bolsa unitaria.

Producido en sala limpia ISO 8

Presentación: Caja de 250 ud, embolsadas individualmente.

Contenedor Urintransfer para muestras de orina con sistema de aspiración para tubos de vacío. Dispone de tapón amarillo a rosca con sistema de transferencia para tubos sin contacto con la muestra, y etiqueta de papel para una mejor identificación de las muestras. Servido en bolsa unitaria.

Producido en sala limpia ISO 8

SKU: 25012

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica