

## CONTENEDOR ORINA POR TRANSFERENCIA DE 120 ML, BOLSA UNITARIA

117,26€ I.V.A. no incluido



Contenedor Urintransfer para muestras de orina con sistema de aspiración para tubos de vacío. Dispone de tapón amarillo a rosca con sistema de transferencia para tubos sin contacto con la muestra, y etiqueta de papel para una mejor identificación de las muestras. Servido en bolsa unitaria.

### Producido en sala limpia ISO 8

Presentación: Caja de 250 ud, embolsadas individualmente.

---

**SKU:** 25012

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor Urintransfer para muestras de orina con sistema de aspiración para tubos de vacío. Dispone de tapón amarillo a rosca con sistema de transferencia para tubos sin contacto con la muestra, y etiqueta de papel para una mejor identificación de las muestras. Servido en bolsa unitaria.



**akralab**  
one point, all solutions.

**Producido en sala limpia ISO 8**

Contenedor orina por transferencia de 120 ml, bolsa unitaria  
<https://www.akralab.es/producto/contenedor-orina-120-ml-bo>  
lsa-unitaria/