

Contenedor Orina 24H, 3L, Sistema de Aspiración, Cánula Larga

68,91€ I.V.A. no incluido



3000 ml URINtransfer® 24 h con nuevo mango ergonómico. Tapón amarillo y asa marrón. Caja 30 unidades.

3000 ml URINtransfer® 24 h con nuevo mango ergonómico y con sistema de aspiración para tubos de vacío directamente integrado en el tapón de rosca. No estéril. Tapón amarillo y asa marrón.

SKU: 457325025420

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica