

## CONTENEDOR ORINA 24H, 3L, SISTEMA DE ASPIRACIÓN, CÁNULA LARGA

**68,91€ I.V.A. no incluido**



3000 ml URINtransfer® 24 h con nuevo mango ergonómico. Tapón amarillo y asa marrón. Caja 30 unidades.

---

**SKU:** 457325025420

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3000 ml URINtransfer® 24 h con nuevo mango ergonómico y con sistema de aspiración para tubos de vacío directamente integrado en el tapón de rosca. No estéril. Tapón amarillo y asa marrón.