

Contenedor recogida orina 24 h, 2 L. (No Estéril)

70,45€ I.V.A. no incluido



Recipiente para toma de muestras durante 24 h. con tapa, volumen 2000 ml.

Frasco cilíndrico fabricado en polietileno alta densidad, para recogida de muestras de orina de 24 h. y muestras líquidas.

Contenedor hermético con tapón blanco estriado que posee una junta de porexán de calidad farmacéutica.

Ref. 408001.O es estéril R y ref. 408001.1 no es estéril

Características:

- Diámetro de la boca interna 65 mm
- Cuerpo graduado cada 50 ml.
- Dispone de asa para un mejor transporte y sujeción.

SKU: 408001.1

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preamanalítica