

Contenedor recogida orina 24 h con tapa y obturador, 2 L. (Roscada)

55,78€ I.V.A. no incluido



Recipiente para toma de muestras durante 24 h. con tapa interna de 66,5 mm., tapa y obturador, volumen 2000 ml.

Frasco cilíndrico fabricado en polietileno alta densidad, para recogida de muestras de orina de 24 h. y muestras líquidas.

Contenedor hermético con tapa negra estriada y obturador.

Características:

- Producto No estéril
- Diámetro de la boca interna 66,50 mm
- Cuerpo graduado cada 50 ml.
- Dispone de asa para un mejor transporte y sujeción.

SKU: 408001.O/T

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preamanalítica