

CONTENEDOR RECOGIDA ORINA 24 H CON TAPA Y OBTURADOR, 2 L. (ROSCADA)



INFORMACIÓN ADICIONAL

color [natural y tapa negra](#)

Recipiente para toma de muestras durante 24 h. con tapa interna de 66,5 mm., tapa y obturador, volumen 2000 ml.

SKU: 408001.O/T

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frasco cilíndrico fabricado en polietileno alta densidad, para recogida de muestras de orina de 24 h. y muestras líquidas.

Contenedor hermético con tapa negra estriada y obturador.

Características:

- Producto No estéril
- Diámetro de la boca interna 66,50 mm
- Cuerpo graduado cada 50 ml.
- Dispone de asa para un mejor transporte y sujección.

INFORMACIÓN ADICIONAL



akralab
one point, all solutions.

Contenedor recogida orina 24 h con tapa y obturador, 2 L.

(Roscada)

<https://www.akralab.es/producto/contenedor-recogida-orina-2>

4-h-con-tapa-y-obturador-2-l-roscada/

color

[natural y tapa negra](#)