

4-h-con-tapa-y-obturador-2-l-roscada/



CONTENEDOR RECOGIDA ORINA 24 H CON TAPA Y OBTURADOR, 2 L. (ROSCADA)

49,40€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

color <u>natural y tapa negra</u>

Recipiente para toma de muestras durante 24 h. con tapa interna de 66,5 mm., tapa y obturador, volumen 2000 ml.

SKU: 408001.0/T

Categorías: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frasco cilíndrico fabricado en polietileno alta densidad, para recogida de muestras de orina de 24 h. y muestras líquidas.

Contenedor hermético con tapa negra estriada y obturador.

Características:

- Producto No estéril
- Diámetro de la boca interna 66,50 mm
- Cuerpo graduado cada 50 ml.
- Dispone de asa para un mejor transporte y sujección.



Contenedor recogida orina 24 h con tapa y obturador, 2 L.

https://www.akralab.es/producto/contenedor-recogida-orina-2 4-h-con-tapa-y-obturador-2-l-roscada/

INFORMACIÓN ADICIONAL

color <u>natural y tapa negra</u>