



**CONTENEDOR RECOGIDA ORINA 24 H CON
TAPA Y OBTURADOR, 2 L. (SIN ROSCAR)**

34,38€ I.V.A. no incluido

Recipiente para toma de muestras durante 24 h. con tapa interna de 66,5 mm., tapa y obturador, volumen 2000 ml.



SKU: 408001.OBT

Categorías: [Contenedores 24H](#),
[Diagnóstico](#), [Frascos Toma Muestras](#), [Pre-Analítica](#)

Frasco cilíndrico fabricado en polietileno alta densidad, para recogida de muestras de orina de 24 h. y muestras líquidas.

Contenedor hermético con tapa negra estriada y obturador.

Características:

- Producto No estéril
- Diámetro de la boca interna 66,50 mm
- Cuerpo graduado cada 50 ml.
- Dispone de asa para un mejor transporte y sujección.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Akralab SL, proveedor integral de productos de laboratorio

Polígono Industrial Las Atalayas, Avda de la Antigua Peseta 77, 03114 Alicante, España

atencion_clientes@akralab.es

902 222 275 / +34 965 116 521

color

[natural y tapa negra](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

[Descargar PDF](#)

PRESENTACIÓN

Presentación: Éste producto se sirve en caja de 33 contenedores a granel, la ref. 408001.OBT sin roscar y ref. 408001O/T roscada.

Unidades: 33 ud

Volumen: 2000 ml