

## CONTENEDOR RECOGIDA ORINA 24 H CON TAPA Y OBTURADOR, 2 L. (SIN ROSCAR)

43,23€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

color [natural y tapa negra](#)

Recipiente para toma de muestras durante 24 h. con tapa interna de 66,5 mm., tapa y obturador, volumen 2000 ml.

---

**SKU:** 408001.OBT

**Categorías:** [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frasco cilíndrico fabricado en polietileno alta densidad, para recogida de muestras de orina de 24 h. y muestras líquidas.

Contenedor hermético con tapa negra estriada y obturador.

Características:

- Producto No estéril
- Diámetro de la boca interna 66,50 mm
- Cuerpo graduado cada 50 ml.
- Dispone de asa para un mejor transporte y sujección.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**color** [natural y tapa negra](#)