

CONTENEDOR ROSCADO 30 ML, BOLSA UNITARIA ESTÉRIL

113,60€ I.V.A. no incluido



Contenedor Roscado PP 30 ml con tapón blanco y en bolsa unitaria estéril. Caja 500 unidades

SKU: 2517501

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor Roscado PP 30 ml con tapón blanco y en bolsa unitaria estéril.