

Contenedor toma muestras de orina para tubos de vacío, 120 ml



Recipiente estéril de polipropileno para toma de muestras para transferencia mediante tubos de vacío, volumen 120 ml.

Contenedor estéril de polipropileno para toma de muestras de orina. Dispone de tapón a rosca con dispositivo de extracción de la muestra mediante tubo de vacío predeterminado.

Volumen máximo 120 ml.

Ventajas:

- Máxima higiene para el manipulado de muestras.
- Etiqueta blanca auto-adhesiva, identificativa y de protección.

SKU: 21820

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica