

CONTENEDOR TOMA MUESTRAS DE ORINA PARA TUBOS DE VACÍO, 120 ML



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 200 ud, 400 ud

Recipiente estéril de polipropileno para toma de muestras para transferencia mediante tubos de vacío, volumen 120 ml.

SKU: 21820

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor estéril de polipropileno para toma de muestras de orina. Dispone de tapón a rosca con dispositivo de extracción de la muestra mediante tubo de vacío predeterminado.

Volumen máximo 120 ml.

Ventajas:

- Máxima higiene para el manipulado de muestras.
- Etiqueta blanca auto-adhesiva, identificativa y de protección.

INFORMACIÓN ADICIONAL



akralab
one point, all solutions.

Contenedor toma muestras de orina para tubos de vacío, 120 ml

<https://www.akralab.es/producto/contenedor-toma-muestras-de-orina-para-tubos-de-vacio-120-ml/>

Unidades

200 ud, 400 ud