

## Contenedor de transporte para muestras biológicas CTM03



Contenedor para transporte de muestras biológicas, indicado para el transporte de Sustancias Infecciosas de Categoría B (UN 3373). Cumple las Instrucciones de Embalaje P650. Presentación: Caja 50 ud.

El Contenedor de Transporte de Muestras Biológicas CTM03 se compone, atendiendo a las recomendaciones de la OMS, de dos envases diferenciados que de forma concéntrica se alojan uno en el interior del otro.

El Contenedor CTM03 está indicado para el transporte de Sustancias Infecciosas de Categoría B (UN 3373). Cumple las Instrucciones de Embalaje P650

Los contenedores CTM03 se sirven en cajas de cartón de 50 unidades/caja.

## Características

### **Cilindro de cartón compacto exterior con cuerpo interior de poliestireno:**

- Peso en vacío: 73 g
- Peso tapa de plástico: 25 g Diámetro exterior: 99 mm
- Altura total: 170 mm (sin tapa); 172 (con tapa) Cobb1800: 151,4g/m<sup>2</sup>.
- Material: Cilindro de cartón compacto con capa de poliestireno expandido adaptado a su pared interior.
- Tipo de cierre: Tapa móvil en la parte superior del cilindro, de plástico rígido y acoplado a presión al cuerpo del contenedor, sin junta de estanqueidad.

### **Cilindro de cartón compacto interior:**

- Peso en vacío: 35 g
- Peso tapa de plástico: 9 g
- Diámetro exterior: 67 mm
- Altura total: 148 mm (sin tapa); 149 (con tapa)
- Material: Cilindro de cartón compacto con fondo metálico embutido.
- Tipo de cierre: Tapa móvil en la parte superior del cilindro, de plástico rígido y acoplada a presión al cuerpo del cilindro, sin junta de estanqueidad

Ajustado entre el embalaje secundario y el exterior se aloja un colchón de poliestireno extruido de aproximadamente 1 cm. de espesor que garantiza la estabilidad y seguridad de las muestras frente a choques o sacudidas violentas.

**SKU:** CTM03

**Categories:** Microbiología, Recogida y transporte de muestras