

Contenedor secundario para transporte muestras en nevera ADR, 2 perfiles



Contenedor secundario azul con 2 perfiles para colocación de gradillas y transporte de muestras en nevera ADR Bioclinic II

Contenedor secundario azul con 2 perfiles, para inclusión de gradillas externas y transporte de muestras en [nevera ADR Bioclinic II](#), de forma completamente segura.

Recomendados 6 contenedores para completar la máxima capacidad (300 tubos) de la nevera ADR Bioclinic II.

Características

- Color contenedor: Azul
- Interior con 2 perfiles y cierre de click, para colocación y transporte de muestras de forma segura
- Dimensiones: 25 x 14 x 10 cm.
- Peso ud.: 366 gr.
- Capacidad 50 tubos ensayo

SKU: CONTSEC02Z

Categories: Preanalítica, Trazabilidad y Neveras de transporte