

CONTENEDOR SECUNDARIO PARA TRANSPORTE MUESTRAS EN NEVERA ADR, 2 PERFILES



Contenedor secundario azul con 2 perfiles para colocación de gradillas y transporte de muestras en nevera ADR Bioclinic II

SKU: CONTSEC02Z

Categorías: [Preanalítica](#), [Trazabilidad y Neveras de transporte](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor secundario azul con 2 perfiles, para inclusión de gradillas externas y transporte de muestras en [nevera ADR Bioclinic II](#), de forma completamente segura.

Recomendados 6 contenedores para completar la máxima capacidad (300 tubos) de la nevera ADR Bioclinic II.

Características

- Color contenedor: Azul

- Interior con 2 perfiles y cierre de click, para colocación y transporte de muestras de forma segura
- Dimensiones: 25 x 14 x 10 cm.
- Peso ud.: 366 gr.
- Capacidad 50 tubos ensayo