

Cubetas para analizador de hemoglobina portátil DiaSpect TM

46,35€ I.V.A. no incluido



Cubetas para recogida de muestras de sangre compatibles con el analizador de

hemoglobina portátil DiaSpect TM. Su forma de pétalo permite una recolección rápida

Presentación: Caja de 100 ud.

Cubetas de muestreo sanguíneo para el [analizador de hemoglobina portátil DiaSpect TM](#). Presentación en bolsa de 100 cubetas DiaSpect TM, permiten medir los niveles de hemoglobina en la sangre de manera rápida y precisa, proporcionando resultados en cuestión de segundos. Perfectas para consultorios médicos, clínicas, campamentos de salud y atención médica en entornos remotos. Diseño compacto y ligero por su facilidad de transporte y uso, que permite realizar mediciones sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas.

Características

- **Medición Rápida y Precisa:** Obtenga resultados de hemoglobina en sangre en cuestión de segundos, asegurando una alta precisión.
- **Portabilidad:** Su diseño compacto y ligero facilita el transporte y uso, haciendo que sean perfectas para situaciones donde la movilidad es esencial.
- **Facilidad de Uso:** No se requiere experiencia técnica avanzada para utilizar las cubetas, lo que permite que cualquier profesional de la salud pueda realizar mediciones de manera sencilla.
- **Máxima seguridad:** Recolección de sangre segura gracias a la forma de la cubeta, que impide que la muestra se derrame.

Modo de Uso

1. Recoja una pequeña muestra de sangre utilizando una lanceta adecuada.
2. Coloque la muestra de sangre en la cubeta DiaSpect TM, asegurándose de llenar completamente el espacio designado.

3. Inserte la cubeta en el analizador de hemoglobina DiaSpect TM. El diseño de la cubeta asegura un ajuste perfecto y evita la contaminación.
4. En menos de 4 segundos el analizador proporcionará una lectura precisa del nivel de hemoglobina en la muestra de sangre.

Cubetas consumibles imprescindibles para garantizar una medición eficiente y precisa de los niveles de hemoglobina, mejorando así la calidad de la atención médica proporcionada.

SKU: 283217ASP100

Categories: Hemoglobina y Hematocrito, POCT