

Cubreobjetos estéril para automatizador



Cubreobjetos estéril diseñado para automatizador de muestras. Dimensiones 24 x 60 mm N° 1.5. Caja de 1000 unidades.

Cubreobjetos estéril compatible con automatizador de muestras. Fabricados de forma especial para evitar que se peguen entre sí. Para poner sobre muestras y posibilitar su observación a microscopio, además de proteger tanto la muestra como la lente

Dimensiones: 24 x 60 mm. N° 1.5. Espesor: 0,13 - 0,17 mm.

Presentación: Caja de 1000 unidades.

SKU: 3800163G

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica