

CUCHILLAS PARA MICROTOMO FEATHER R-35



Pack de cuchillas desechables Feather R-35 con doble recubrimiento, indicadas para corte fino de tejido blando o no muy duro incluido en parafina. Perfectas para operaciones rutinarias. Presentación en dispensador de 50 unidades.

SKU: ZFR003

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de cuchillas desechables para microtomo, fabricadas en acero inoxidable y con filo especialmente recubierto para obtener un rendimiento superior en el corte. Las Feather R-35 están diseñadas para cortes finos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina. Especialmente adecuadas para operaciones rutinarias. Presentan doble recubrimiento del filo, que aumenta la resistencia y durabilidad de la cuchilla.

Cada cuchilla presenta unas dimensiones de 80 x 8 mm y pueden ser utilizadas en aquellos microtomos que dispongan de portacuchillas para cuchillas desechables.

Presentación: dispensador de 50 unidades.