

CUCHILLAS PARA MICROTOMO FEATHER S-35



Pack de cuchillas desechables Feather S-35, ideales para corte extrafino de tejido blando o no muy duro incluido en parafina. De gran rendimiento en el corte y durabilidad. Presentación en dispensador de 50 unidades.

SKU: ZFR004

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de cuchillas desechables para microtomo, fabricadas en acero inoxidable y con filo especialmente recubierto para obtener un rendimiento superior en el corte. Las Feather S-35 están diseñadas para realizar cortes extrafinos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina. Destacan por su gran rendimiento en el corte y durabilidad.

Cada cuchilla presenta unas dimensiones de 80 x 8 mm y pueden ser utilizadas en aquellos microtomos que dispongan de portacuchillas para cuchillas desechables.

Presentación: dispensador de 50 unidades.