

Descongelador bolsas de sangre en seco, para 3 bolsas



Sistema para descongelar y calentar, en seco, hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión. Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados. Capacidad: 3 bolsas.

Sahara III es un equipo para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión.

Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados.

Aporte calor en seco, sin emplear agua como medio transmisor del calor.

El sistema atempera bolsas de plástico simultáneamente, con diferentes hemoderivados y distintos volúmenes de llenado.

No es necesario preajustar los tiempos de calentamiento ni la temperatura ambiente, lo que permite un proceso de descongelación y calentamiento normalizado.

Capacidad: 3 bolsas.

Especificaciones Técnicas

Ámbito de aplicación	Calentamiento
Voltage	230 V
Consumo de potencia en uso	655 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Dimensiones	32x32,5x49,3 cm
Peso	14,64 Kg
Pureza y certificación	Producto Sanitario Certificado CE Sin lotes

SKU: 621031710500

Categories: Instrumentación General, Otra Instrumentación