DESCONGELADOR BOLSAS DE SANGRE EN SECO, PARA 3 BOLSAS



Sistema para descongelar y calentar, en seco, hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión. Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados. Capacidad: 3 bolsas.

SKU: 621031710500

Categorías: Instrumentación General, Otra Instrumentación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sahara III es un equipo para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión.

Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados.

Aporte calor en seco, sin emplear agua como medio transmisor del calor.

El sistema atempera bolsas de plástico simultáneamente, con diferentes hemoderivados y distintos volúmenes de llenado.



No es necesario preajustar los tiempos de calentamiento ni la temperatura ambiente, lo que permite un proceso de descongelación y calentamiento normalizado.

Capacidad: 3 bolsas.

Especificaciones Técnicas

Ámbito de aplicación

Voltage

Consumo de potencia en uso

Frecuencia

Dimensiones

Peso

Pureza y certificación

Calentamiento

230 V

655 W

50 Hz - 60 Hz

32x32,5x49,3 cm

14,64 Kg

Producto Sanitario

Certificado CE

Sin lotes