

## DESCONGELADOR BOLSAS DE SANGRE EN SECO, PARA 6 BOLSAS



Sistema para descongelar y calentar, en seco, hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión. Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados. Capacidad: 6 bolsas.

---

**SKU:** 621031710800

**Categorías:** [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sahara III Maxitherm es un equipo para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión.

Apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crio conservados.

Aporte calor en seco, sin emplear agua como medio transmisor del calor.

El sistema atempera bolsas de plástico simultáneamente, con diferentes hemoderivados y distintos volúmenes de llenado.

No es necesario preajustar los tiempos de calentamiento ni la temperatura ambiente, lo que permite un proceso de descongelación y calentamiento normalizado.

Capacidad: 6 bolsas.

## Especificaciones Técnicas

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ámbito de aplicación       | Calentamiento  |
| Voltage                    | 230 V  |
| Consumo de potencia en uso | 655 W  |
| Frecuencia                 | 50 Hz - 60 Hz  |
| Dimensiones                | 32x32,5x49,3 cm  |
| Peso                       | 14,64 Kg   |
| Pureza y certificación     | Producto Sanitario<br>Certificado CE 0482 (MedCert)<br>Sin lotes |