


Destaponadora automática de tubos de vacío, Pluggo Standard



Retirada cómoda y segura de las tapas originales de tubos de extracción de sangre de vacío por presión, compatible con tubos de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml.

[embed]<https://youtu.be/LBkn7SKc-y0>[/embed]

Pluggo Standard está diseñada para la retirada cómoda y segura de las tapas originales de tubos de extracción de sangre por vacío siempre que no sean a rosca.

Es compatible con tubos de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml manipulando carruseles distintos.

Pluggo Standard incluye 2 carruseles calibrados para tubos de marca Kima, BD, Vacuette, etc.

Las tapas retiradas son conducidas a un tubo de expulsión que a su vez se puede conectar a una bolsa de desechos biológicos.

La zona de trabajo se mantiene aislada con una tapa acrílica para dotar al proceso de completa seguridad.

Certificaciones

La destaponadora Pluggo Standard cumple con lo dispuesto en las siguientes directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42 / EG.
- Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EG.
- Directiva EMC 2014/30 / EG.
- RoHS 2011/65

y con referencia a las siguientes normas armonizadas:

- EN 12100: 2010 - Seguridad de la maquinaria.
- EN 61010 y EN 61010-2-081 - Seguridad eléctrica.
- EN 60000-6-3 y EN 55022 Clase B - Requisitos de EMC

Igualmente declaramos que el producto cumple con la directiva de baterías 2006/66 / EC

*Este producto no contiene látex ni ftalatos.

SKU: 96-00-4450

Categories: Instrumentación, Preamanalítica