


Destaponadora automática de tubos de vacío Pluggo 50 Universal



Retirada cómoda y segura de hasta 50 tapas originales de tubos de extracción de sangre de vacío, por presión. Compatible con todas las marcas de tubos del mercado, admite volúmenes de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml.

Pluggo 50 Universal está diseñada para la retirada cómoda y segura de las tapas originales de hasta 50 tubos de extracción de sangre por vacío que no sean a rosca.

Es compatible con tubos de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml manipulando carruseles distintos.

Incluye 2 carruseles compatibles con todas las marcas de tubos del mercado sin necesidad de recalibración (incluidos los de marca Vacumed de FL Medical)

Las tapas retiradas son conducidas a un tubo de expulsión que a su vez se puede conectar a una bolsa de desechos biológicos.

La zona de trabajo se mantiene aislada con una tapa acrílica para dotar al proceso de completa seguridad.

<https://youtu.be/4PdyO6cXfgE>

Certificaciones

La destaponadora Pluggo Universal cumple con lo dispuesto en las siguientes directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42 / EG.
- Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EG.
- Directiva EMC 2014/30 / EG.
- RoHS 2011/65

y con referencia a las siguientes normas armonizadas:

- EN 12100: 2010 - Seguridad de la maquinaria.
- EN 61010 y EN 61010-2-081 - Seguridad eléctrica.
- EN 60000-6-3 y EN 55022 Clase B - Requisitos de EMC

Igualmente declaramos que el producto cumple con la directiva de baterías 2006/66 / EC

*Este producto no contiene látex ni ftalatos.

SKU: 96-00-7951

Categories: Instrumentación, Preamanalítica