


## **Destaponadora automática de tubos de vacío, Pluggo Universal**



Retirada cómoda y segura de las tapas originales de tubos de extracción de sangre de vacío por presión, compatible con todas las marcas de tubos del mercado, admite volúmenes de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml. Hasta 800 tubos/hora.

[embed]<https://youtu.be/LBkn7SKc-y0>[/embed]

**Pluggo Universal** está diseñada para la retirada cómoda y segura de las tapas originales de tubos de extracción de sangre por vacío siempre que no sean a rosca.

Es compatible con tubos de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml manipulando carruseles distintos.

Pluggo Universal incluye 2 carruseles testados de fábrica para todo tipo de marcas de tubos.

Las tapas retiradas son conducidas a un tubo de expulsión que a su vez se puede conectar a una bolsa de desechos biológicos.

La zona de trabajo se mantiene aislada con una tapa acrílica para dotar al proceso de completa seguridad.

## Certificaciones

La destaponadora Pluggo Universal cumple con lo dispuesto en las siguientes directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42 / EG.
- Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EG.
- Directiva EMC 2014/30 / EG.
- RoHS 2011/65

y con referencia a las siguientes normas armonizadas:

- EN 12100: 2010 - Seguridad de la maquinaria.
- EN 61010 y EN 61010-2-081 - Seguridad eléctrica.
- EN 60000-6-3 y EN 55022 Clase B - Requisitos de EMC

Igualmente declaramos que el producto cumple con la directiva de baterías 2006/66 / EC

\*Este producto no contiene látex ni ftalatos.

**SKU:** 96-00-4480

**Categories:** Instrumentación, Preamanalítica